

VITAMIN D



Sind Ihre *Patienten*
optimal mit **Vitamin D**
versorgt ?

CareStix®

CareStix® Vitamin D-Schnelltest

Etwa 80 % der Deutschen sind nicht ausreichend mit Vitamin D über das Sonnenlicht und die Nahrung versorgt.

Gerade übergewichtige Menschen, Senioren und Personen mit Vorerkrankungen neigen zu einem Vitamin D-Mangel. Aber auch die Arbeit in Büros begünstigt häufig das Fehlen von Sonnenlicht. Symptome wie Müdigkeit, Schwindel und Kopfschmerzen können erste Anzeichen eines Vitamin D-Mangels sein.

Bieten Sie Ihren Patienten und Patientinnen daher eine Möglichkeit zur Prophylaxe - mit dem CareStix® Vitamin D-Schnelltest erhalten Sie ein semi-quantitatives Ergebnis in nur 10 Minuten!



SPEZIFIKATIONEN

| | |
|----------------|---|
| PZN | 14272860 |
| Probenmaterial | Kapillares Vollblut (z.B. Fingerbeere) 10 µL |
| Messprinzip | chromatographischer Immunoassay |
| Sensitivität | Normalwert 30 ng/mL |
| Befundstufen | < 10 ng/mL (mangelhaft), 10-30 ng/mL (unzureichend), > 30 ng/mL (ausreichend) |
| Testdauer | 10 Minuten |
| Lagerung | 4 - 30 °C |
| Inhalt | 5 Testkarten, 3 mL Puffer, 5 Pipetten, Gebrauchsanleitung |
| Abrechnung | GOÄ A3529 + 3: 17,48 € (einfach) |



PHARMADOC GmbH • Hauptstraße 27 f • 23923 Lüdersdorf
Tel.: 03 88 21-6 20 80 • Fax: 03 88 21-6 20 78 • Internet: www.medifuxx.de