

DROGEN



Können Sie in Ihrer *Praxis*
schon ganz ohne Labor
auf **12 Drogen** im **Urin**
testen ?

CareStix® Multi-Drug Rapid

12-Drogen Testbecher

Der Multi-Drug Rapid Test ist ein Schnelltest zum qualitativen Nachweis von 12 Parametern im Urin.

Der Multi-Drug Rapid Test kann ohne den Einsatz eines Instrumentes durchgeführt werden. Mithilfe monoklonaler Antikörper werden selektiv erhöhte Konzentrationen spezifischer Arzneimittel oder Drogen im Urin nachgewiesen.



Die Teststreifen bestehen aus einem Kunststoffstreifen mit einem an der Spitze angebrachten Reaktionskissen. Bei Kontakt mit dem jeweiligen Arzneimittel oder mit der jeweiligen Droge ändert sich das Reaktionsfeld in Abhängigkeit von der vorhandenen Konzentration des getesteten Parameters.

So eignet sich dieser Test zur Überprüfung von Medikamenteneinnahmen oder Drogenkonsum.

Abrechnung:

EBM 32140-32147 je € 3,05

PARAMETER

Cut-off	Parameter
1000 ng/mL	AMP Amphetamine
300 ng/mL	BAR Barbiturate
300 ng/mL	BZO Benzodiazepine
300 ng/mL	COC Kokain
1000 ng/mL	KET Ketamin
1000 ng/mL	MET Methamphetamine
300 ng/mL	MOP Opiate/Morphine
300 ng/mL	MTD Methadon
5000 ng/mL	ACE Paracetamol
25 ng/mL	PCP Phencyclidine
1000 ng/mL	TCA Trizykl. Antidepressiva
50 ng/mL	THC Cannabinoide



PHARMADOC GmbH • Hauptstraße 27 f • 23923 Lüdersdorf
Tel.: 03 88 21-6 20 80 • Fax: 03 88 21-6 20 78 • Internet: www.medifuxx.de