

VITAMIN D



Sind Ihre *Patienten*
optimal mit **Vitamin D**
versorgt ?

CareStix®

CareStix® Vitamin D-Schnelltest

Etwa 80 % der Deutschen sind nicht ausreichend mit Vitamin D über das Sonnenlicht und die Nahrung versorgt.

Gerade übergewichtige Menschen, Senioren und Personen mit Vorerkrankungen neigen zu einem Vitamin D-Mangel. Aber auch die Arbeit in Büros begünstigt häufig das Fehlen von Sonnenlicht. Symptome wie Müdigkeit, Schwindel und Kopfschmerzen können erste Anzeichen eines Vitamin D-Mangels sein.

Bieten Sie Ihren Patienten und Patientinnen daher eine Möglichkeit zur Prophylaxe - mit dem CareStix® Vitamin D-Schnelltest erhalten Sie ein semi-quantitatives Ergebnis in nur 10 Minuten!



SPEZIFIKATIONEN

PZN	14272860
Probenmaterial	Kapillares Vollblut (z.B. Fingerbeere) 10 µL
Messprinzip	chromatographischer Immunoassay
Sensitivität	Normalwert 30 ng/mL
Befundstufen	< 10 ng/mL (mangelhaft), 10-30 ng/mL (unzureichend), > 30 ng/mL (ausreichend)
Testdauer	10 Minuten
Lagerung	4 - 30 °C
Inhalt	5 Testkarten, 3 mL Puffer, 5 Pipetten, Gebrauchsanleitung
Abrechnung	GOÄ A3529 + 3: 17,48 € (einfach)



PHARMADOC GmbH • Hauptstraße 27 f • 23923 Lüdersdorf
Tel.: 03 88 21-6 20 80 • Fax: 03 88 21-6 20 78 • Internet: www.medifuxx.de